


Korrekturabzug

Artikel 977-00.00x

Tampondruck auf Griff: max. 40x8 mm

Lasergravur auf Klinge: max. 40x8 mm

Darstellung 1:1



ACHTUNG! Wir weisen darauf hin, dass dieser Korrekturabzug lediglich zur besseren Ansicht sowie zur leichteren Kontrolle des Druckstandes/-textes dient. Er ist nicht maßgeblich für die Qualität des Druckes! Abweichungen hinsichtl. Logoplastizierung und Produktdetails bleiben vorbehalten, es sei denn Sie geben uns eine genaue Platzierung mit Abstand links/rechts und oben/unten in mm an.